

PUSH MED WRIST BRACE**INTRODUCTION**

Push med products provide effective solutions for the treatment and prevention of injuries at the locomotor apparatus.

Your new wrist brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med wrist brace improves stability and provides pain relief. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable compression and good position retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med wrist brace. If you have any questions, please consult your retailer or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med wrist brace offers a high level of support, protection and rest of the wrist, without restricting the functionality of the hand. The anatomically shaped stiffeners limit primary and dorsal flexion without obstructing them completely. The level of compression can be optimised by an easy-to-apply elastic strap. The brace is easily fitted with one hand around the lower arm.

So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the wrist. A proper anatomical fit contributes to the brace remaining in position during movements.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med wrist brace can be washed normally.

INDICATIONS

- Anspannungsbeschwerden im Handgelenk
- Strain complaints in the wrist
- Instability
- Moderate to serious distortion
- RSI
- Strain complaints in the wrist extensors
- Handgelenkbrüche ohne Dislokationen
- Wrist fracture without dislocations
- Follow-up treatment of wrist fractures
- Arthrosis


There are no known disorders with which the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too lightly at first.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The wrist brace is available in 4 sizes. Measure the circumference of the wrist, as shown in the illustration on the packaging. The table on the packaging shows the correct brace size for your wrist size.

- A. The correct fitting sequence is determined by the increasing molecule symbols on the hook and loop fasteners.
- Slide the base around the hand until it reaches the thumb.
- Close the brace around the forearm.
- B. Use the elastic strap to set the correct measurement range around the hand.
- C. Wrap the strap around the wrist once to apply the required compression to the wrist and close it at the top.

WASHING INSTRUCTIONS

To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace it is important to wash the brace regularly, following the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30 °C, on a delicate fabric cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Try on the brace before purchasing, to check its size. Your retailer's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace before each use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.

PUSH MED HANDGELENKBANDAGE**EINLEITUNG**

Push med Produkten bieten wirksame Lösungen zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen des Bewegungsapparates.

Ihre neue Handgelenkbandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Handgelenkbandage bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Dies steigert die Körperkraft. Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und gute Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenensten Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Handgelenkbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Handgelenkbandage bietet hohe Unterstützung, Schutz und Ruhe des Handgelenks, ohne Einschränkung der Funktionalität der Hand. Die anatomisch geformte Verstärkungen schränken die hohlnahseitige und dorsale Flexion ein, ohne die Hand komplett zu behindern. Der Kompressionsgrad kann durch ein einfach anzusetzendes elastisches Band optimiert werden. Die Bandage ist leicht mit einer Hand am Unterarm anzulegen.

Rund um empfindliche Stellen des Handgelenks wurden sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material integriert. Eine gute anatomische Passform trägt dazu bei, dass die Bandage bei Bewegungen nicht verrutscht.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Handgelenkbandage kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Anspannungsbeschwerden im Handgelenk
- Instabilität
- Mäßige bis schwerwiegende Distorsion
- RSI
- Anspannungsbeschwerden in den Streckmuskeln des Handgelenks
- Handgelenkbrüche ohne Dislokationen
- Nachbehandlung bei Handgelenkfrakturen
- Arthrose


Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung in den Gliedmaßen kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Handgelenkbandage ist in 4 Größen erhältlich. Messen Sie den Umfang Ihres Handgelenks wie abgebildet. Die Tabelle auf der Verpackung zeigt Ihnen die richtige Größe für Ihre Hand.

- A. Der korrekte Reihenfolge wird durch die zunehmende Molekülsymbole auf dem Klettverschluss festgelegt.
- Schieben Sie die Bandage über Ihre Hand bis zum Daumen.
- Schließen Sie die Bandage um den Unterarm.
- B. Verwenden Sie das elastische Band, um die korrekte Abmessung um die Hand zu bestimmen.
- C. Wickeln Sie das Band einmal um das Handgelenk herum, um die gewünschte Kompression auf das Handgelenk zu erreichen und schließen Sie es oben.

WASCHHINWEISE

Für eine gute Hygiene und um die längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocken zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und die restliche Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30 °C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleudersprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocken).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte probieren Sie vorher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal Ihres Fachhändlers wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an einen Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

PUSH MED POLSBRACE**WOORD VOORAF**

Push med producten bieden oplossingen binnen de behandeling en het voorkomen van letsels van het bewegingsapparaat.

Uw nieuwe polsbrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Polsbrace biedt verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Polsbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAFTEN

Uw Push med Polsbrace biedt een hoge mate van ondersteuning, bescherming en rust aan het polsgewricht, zonder daarbij de handfunctie te beperken. De anatomisch gevormde banden limiteren de palmair en dorsaal flexie, zonder deze volledig te blokkeren. Door middel van een eenvoudig aan te leggen elastische band kan de mate van compressie optimaal worden ingesteld. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm te sluiten.

Rond kwetbare gebieden van de pols zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolstert materiaal. De goede anatomische pasvorm bevordert het positiebehoud van de brace tijdens beweging.

De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Polsbrace kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Overbelastingsschakten in het polsgewricht
- Instabiliteit
- Matige tot ernstige distorsie
- RSI
- Overbelastingsschakten van de polsxtensoren
- Polsfractuur zonder dislocaties
- Nabehandeling van polsfracturen
- Artrrose

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwung leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstekst. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De polsbrace is verkrijgbaar in 4 maten. Meet de omtrek van de pols zoals aangegeven in de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende bij uw polsometk.

- A. De juiste aanlegvolgorde wordt bepaald door de oplopende moleculsymbolen op het klettenband.
- Schuif de basis om de hand tot deze aansluit op de duim.
- Fermee het bandage de polsgewricht rond de avant-bras.
- B. Utilisez la bande élastique pour régler la gamme de mesure correcte autour de la main.
- C. Enroulez la bande autour du poignet une fois pour exercer la pression requise sur le poignet et fermer-la sur le dessus.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie du bandage de poignet, il importe de le laver régulièrement en respectant les instructions de lavage. Si le bandage de poignet n'est pas utilisé durant une période prolongée, il est conseillé de le laver et de le faire sécher avant de le ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage de poignet et le reste du linge.

Le bandage de poignet peut être lavé à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé: ensuite, faites sécher le bandage de poignet à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

IMPORTANT

- L'utilisation appropriée du bandage Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les bandages Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de bandage adéquate. Essayez le bandage avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bandage Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement du bandage à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des bandages si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre bandage Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre bandage de poignet Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

BANDAGE DE POIGNET PUSH MED**INTRODUCTION**

I prodotti Push Med offrono soluzioni efficaci per il trattamento e la prevenzione delle lesioni dell'apparato locomotor.

Il vostro nuovo polsiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La polsiera Push Med migliora la stabilità fornendo sollievo dal dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

Le prodotti Push med sono innovativi e fabbricati per vous avec le plus grand soin. C'ò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le bandage de poignet Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTICHE DU PRODUIT

Votre bandage de poignet Push Med offre un soutien et une protection de haut niveau en permettant au poignet de se reposer au poignet, sans limiter la fonctionnalité de la main. Les bandes de renfort formées anatomiquement limitent la flexion palmaire et dorsale sans la bloquer complètement. Le degré de pression peut être optimisé à l'aide d'une bande élastique facile à appliquer. Le bandage de poignet peut facilement s'ajuster d'une seule main autour de l'avant-bras.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones sensibles du produit. Un ajustement anatomique approprié fait que le bandage de poignet reste en position quand vous êtes en mouvement.

Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le bandage de poignet Push Med se lave normalement.

INDICAZIONI

- Dolours lancinants au poignet
- Instabilité
- Distorsion modérée à grave
- LMR (lésions dues aux mouvements répétitifs)
- Dolours lancinants aux extenseurs de poignet
- Fracture du poignet sans luxation
- Traitement secondaire de fracture du poignet
- Arthrose

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port du bandage. En cas de faible circulation du sang dans les membres, un bandage peut provoquer une hyperémie. Évitez de serrer le bandage trop fort au début.

La douleur représente souvent un campanello di allarme. Se il dolore persiste o si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre physiothérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTEMENT

Le bandage de poignet est disponible en 4 tailles. Mesurez la circonférence du poignet, comme montré dans l'illustration sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de poignet.

- A. L'ordre d'ajustement correct est déterminé par les symboles de molécule croissantes sur les fermetures à boucles et à crochets.
- Glissez la base autour de la main jusqu'à ce qu'elle atteigne le pouce.
- Fermez le bandage de poignet autour de l'avant-bras.
- B. Utilisez la bande élastique pour régler la gamme de mesure correcte autour de la main.
- C. Enroulez la bande autour du poignet une fois pour exercer la pression requise sur le poignet et fermer-la sur le dessus.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Per garantire l'igiene e massimizzare la durata del tutore, è importante lavarlo periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavarlo e asciugarlo prima di riporlo.

Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a gancho e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad una temperatura di 30 °C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggio.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendere il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- Le polsieras Push non sono destinate ad essere indossate sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Prubese di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nei caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificare sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuciture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

POLSIERA PUSH MED**INTRODUZIONE**

I prodotti Push Med offrono soluzioni efficaci per il trattamento e la prevenzione di lesioni all'apparato locomotor.

La vostra nuova polsiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La polsiera Push Med migliora la stabilità fornendo sollievo dal dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la polsiera Push Med, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra polsiera Push Med offre un alto livello di sostegno, protezione e riposo del polso, senza limitare la funzionalità della mano. I rinforzi a forma anatomica limitano la flessione palmare e dorsale senza ostacolarla completamente. Il livello di compressione può essere ottimizzato da una cinghia elastica di facile applicazione. Il prodotto può essere facilmente indossato intorno all'avambraccio con una sola mano.

Attorno alle aree vulnerabili del polso sono state create delle cosiddette «zone di confort» o di materiale imbottito. La forma anatomica corretta consente al prodotto di restare in posizione durante i movimenti.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La polsiera Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Distrazione del polso
- Instabilità
- Distorsione da moderata a grave
- RSI
- Disturbi distorsivi negli estensori del polso
- Frattura del polso senza slogature
- Traattamento secondario di fratture del polso
- Artrosi

Non vi sono disturbi noti che scongiurano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE DIMENSIONI/LA GIUSTA TAGLIA

La polsiera è disponibile in 4 diverse taglie. Misurate la circonferenza del polso, come illustrato nella figura riportata sulla confezione. Nella tabella riportata sulla confezione potete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro polso.

- A. La corretta sequenza di applicazione è determinata dai simboli di valore crescente stampati sulla chiusura a gancho e occhioello.
- Fate scivolare la base intorno alla mano fino a raggiungere il pollice.
- Chiudete la polsiera intorno all'avambraccio.
- B. Utilizzate la cinghia elastica per regolare la corretta tensione intorno alla mano.
- C. Avvolgete la cinghia intorno al polso una volta, per applicare la compressione desiderata al polso e chiudetela nella parte superiore.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Para fomentar l'igiene e maximizar a duratã do tutore, è importante lavarlo periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se não for utilizar a ligadura durante algum tempo, recomenda-se que lave e seque a ligadura antes de a guardar.

Antes de lavar, aperte as faixas autocolantes, para proteger a ligadura e outras peças de roupa.

A ligadura pode ser lavada a temperaturas até 30 °C, num programa para tecidos delicados o bien a mão. Não utilize agentes branqueadores.

Se puede usar un ciclo de centrifugado moderado: em seguida, pendure a ligadura a secar ao ar livre (não nas proximidades de uma fonte de calor nem num secador).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso de la muñequera, solicite el diagnóstico de un médico o un fisioterapeuta.
- Las muñequeras Push han sido diseñadas para ponérselos sobre una piel sin heridas. En caso de tener alguna herida, primero hay que proteger la piel con material adecuado.
- El rendimiento óptimo solo puede conseguirse eligiendo la talla adecuada. Prubese de probar la ligadura antes de comprar, para asegurarse de la talla. El personal profesional de su distribuidor le explicará la mejor forma de ajustarse la muñequera Push. Recomendamos que guarde estas informaciones relativas al producto en un lugar seguro, para poder consultar las instrucciones de ajuste cuando lo necesite.
- Consulte a un especialista en este tipo de productos si necesita una adaptación personal.
- Reviso su muñequera Push cada vez que vaya a ponérsela, por si tuviera indicios de desgaste o envejecimiento de los componentes o las costuras. El rendimiento óptimo de su muñequera Push solo puede garantizarse si el producto está completamente intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que viva.

MUÑEQUERA PUSH MED**INTRODUCCIÓN**

Los productos Push med proporcionan soluciones para el tratamiento y la prevención de lesiones del aparato locomotor.

La nueva muñequera es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para muñeca Push med aumenta la estabilidad y alivia el dolor. Esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmero cuidado. Esto asegura el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos. Para promover una utilización satisfactoria.

Leia atentamente as informações relativas ao produto antes de usar a ligadura de pulso Push Med. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor ou envie um e-mail para info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La muñequera Push med ofrece un gran nivel de apoyo, protección y descanso de la muñeca sin reducir la funcionalidad de la mano. Los refuerzos conformados anatómicamente limitan la flexión hacia la palma y el dorso de la mano sin obstructir por completo. Se puede optimizar el nivel de compresión por medio de una banda elástica de fácil aplicación. La muñequera se puede ajustar cómodamente con una mano en torno al antebrazo.

Alrededor de los puntos vulnerables de la muñeca se han creado zonas blandas de material acolchado. Un correcto ajuste anatómico contribuye a que la muñequera se mantenga en su posición mientras se realizan movimientos.

La muñequera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. La muñequera Push med se puede lavar de forma normal.

INDICACIONES

- Dolencias por distensiones en la muñeca
- Inestabilidad
- Entorses moderadas a graves
- Lesiones en las muñecas por posturas incorrectas con el uso de los teclados
- Molestias por estrés en los extensores de la muñeca
- Fractura de muñeca sin dislocación
- Postratamiento de las fracturas de muñeca
- Artrosis

No se conocen trastornos que impidan el uso de la muñequera. En caso de problemas de circulación en los miembros, la muñequera puede provocar hiperemia. Evítese su colocación excesivamente apretada al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

PUSH MED手首サポーター

はじめに

Push MED製品は、運動器官の障害や機能低下の場合にたいし有効な解決策を提供します。

新しい手首サポーターのPush MED製品は、高水準の効能と快適性と品質を特色とします。 Push med wrist brace（手首補強具）は、安定性を高めて、痛みを和らげます。この優れたパフォーマンスは、機械的なサポート、調整可能な圧力、良好なパフォーマンスの保持の向上に作られます。

Push MED製品は革新的に富み、利用者のために細心の注意をもって作られています。 これにより動作における最大の安全とより多くの自由を確かなものとし、確実な使用を促進することになります。

Push MED手首サポーターを使う際には、製品情報を読んでください。 ご質問の場合は、販売店にお問い合わせいただくか、 info@push.euへ電子メールでご連絡ください。

製品特徴

Push med手首サポーターは、手の機能性を制限することなく高水準の手の首の担い保護そして休息を与えてくれます。解剖学的に形づくられた補強材は、手のひらや背面の動きを完全に妨げることなしに制限します。 加圧のレベルは、適宜で容易な伸縮性バンドで最適化することができます。 サポーターは、下腕の周りに片手で容易に付けることができます。

バンド材を入れた柔らかい部分は、手の首の弱い部分の周りを囲みます。適切な解剖学的整合性動作中、そこにあるサポーターを動かします。

サポーターは、高品質で快適な材料であるSympress™でできています。 マイクロファイバーの使用で内部は柔らかく、肌をドライに保ちます。 Push med手首サポーターは、普通に洗濯することができます。

適応症

- 手首怪傷の病前
- 不安定性
- 軽・重度の捻挫
- 頸肩腕症（RSI）
- 手首伸筋の筋違えの腫脹状
- 手関節骨折（靭白はなし）
- 手首骨折の継続地療
- 関節症

サポーターを着けることができないか、着けるべきではない既知の障害があります。四肢の血液循環がよくない場合、サポーターが血流を引き起こす場合があります。 始めは、サポーターをあまよく装着しないでください。

痛みを感じたらそれは一つの警告であるとお考えください。 痛みが持続すると、症状が悪化する場合には、医師または理学療法士による診断を受けてください。 je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

サイズの設定・装着
Push MED手首サポーターには、4つのサイズがあります。パッケージ上の説明のように手首の周りを計ります。パッケージ上の表には、手首に合った正しいサポーター寸法が記載されています。

A. 正しい装着の順序は、面ファスナー上の増えたい分子のシンボルが示しています。

腕指に届くまで、ベースを手の周りにすべらせます。前腕部の周りでサポーターを締めてください。

B. 伸縮性のあるストラップを使い、手の周りの正しい測定範囲を決めてください。

C. ストラップを手首に1回巻き付けます。 必要な圧圧を手首に与えて上部で締めます。

洗濯に関して

- 🧼

🧺

🧻

🧴

🧼

🧺

🧻

🧴

サポーターを洗濯し、寿命を最大に伸ばすには、指示を守って定期的にサポーターをクリーニングすること很重要です。

しばらく使用するつもりがない場合には、保管する前にサポーターを洗って乾燥させることをお勧めします。

洗たくの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30℃まで、洗濯機のドラムネット洗いやコースまたは手で洗濯することができます。 どんな漂白剤も使わないでください。

洗濯機のドラムネット洗いや乾燥コースは使っても丈夫ではありませんが、その後、サポーターを風通しのよい場所で（熱源の近くや回転乾燥機以外で）乾かしてください。

重要

• Pushサポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。

• Pushサポーターは、無傷の肌で装着する目的で設計されています。 肌に傷がある場合には、まず適切なケアを受ける必要があります。

• 最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。 購入前にサポーターを試着して、サイズを確認してください。 販売代理店の専門スタッフが、Pushサポーターを装着する最適な方法を説明します。 この製品情報は、安全な場所に保管して、装着の仕方について必要なときにいつでも参照できるようにしてください。

• 製品に個別の調整が必要な場合には、サポーターの専門家に相談してください。

• コンポーネントや目隠しに難民や老化の高齢者がないかどうか、使用前に毎回Pushサポーターをチェックしてください。 Pushサポーターの最適なパフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。

• 医療機器に関するEU指令2017745/24の枠組み内にある場合、利用者は製品に関連する重大な事故について製造業者および利用者の会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

Push®は、オランダのNea International bv社の登録商標です。

登録の国の販売店について詳しい情報は、次のサイトをご覧ください。
www.push.eu/distributors

Podrobnosti o distribútorovi ve vašej zemi nájdete na stránkách
www.push.eu/distributors

ZÁPĚSTNÍ BANDÁŽ ŘADY PUSH MED

ÚVOD

Produkty ochrone stanowią skuteczną rozwiązanie problemów związanych z przewlekłymi bólami porażymyymi. Stanowią zabezpieczenie przed urazami u osób bardzo aktywnych.

Vše nová zápeštní bandáž je výrobkem Push med, který je charakterizován vysokou efektivitou, pohodlností a kvalitou. Zápeštní bandáž Push med zlepšuje mechaniku a pomáhá zmírnit bolesti. Zvyšuje tak tělesnou sílu. Podstatou její funkce je stabilizace operu, nastavitelný tlak a dobrá fixace polohy.

Výrobkům Push med je při jejich výrobě věnována největší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zaručena maximální bezpečnost a větší volnost pohybu. Cílem je, přinést vám co největší uspokojení z jejich nošení.

Před použitím zápeštní bandáže Push med si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Zápeštní bandáž Push med zajišťuje výraznou oporu, ochranu a zklidnění zápeští, aniž by přitom omezovala funkční schopnosti. Anatomicky tvarované výztuže vytvářejí a pomáhá držet flexi, ale úplně jí neblokujej. Míru komprese je možno optimalizovat pomocí elastického pásu, jehož použitj je velmi snadné. Bandáž se snadno nasazuje jednou rukou kolem předloktí paže.

Kolem zranitých míst v zápešti by vytvořeno tzv. zóny pohodlnosti podložno materiálu. K tomu, že bandáž zůstává během pohybu ve své poloze, přispívá správné volné anatomické tvarování.

Je vyrobená z vysoké kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlákna, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou. Zápeštní bandáž Push se dá normálně práť.

INDIKACE

- Námahové obtíže v zápešti
- Nestabilita
- Střední až závažná distorze
- Opakované deformační poranění
- Námahové obtíže zápeštních extenzorů
- Fraktura zápeští bez dislokací
- Následná léčba fraktur zápeští.
- Artróza

Není známa žádná porucha, při které by se bandáž nedala nebo nesměla nosit. Při špatném pravidelném nošení může bandáž způsobovat hyperémii (překrevní). Zpočátku dvejte pozor, abyste bandáž příliš neutilovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtíže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NÁSADZOVÁNÍ

Zápeštní bandáž se dodává ve 4 velikostech. Podle obrázku na obalu si změřte obvod zápeští. Správnou velikost bandáže podle obvodu zápeští určíte pomocí tabulky na obalu výrobku.

A. Správné pořadí při nasazování ukazuje na suchém žípu vzrůstající symboly molek.

Podklad posouvajte kolem ruky, dokud nedosáhne paže. Zapněte bandáž kolem předloktí paže.

B. K nastavení správného rozsahu měření kolem ruky použijte elastický pás. C. Omotejte jej jednou kolem zápeští, utahujte jej na požadovanou kompresi a nahleťte jej zapněte.

PRÁNÍ

- 🧼

🧺

🧻

🧴

🧼

🧺

🧻

🧴

Je důležitě ortézu pravidelně práť dle příslušných pokynů. Zlepšete tak hygienu a maximálně prodloužte životnost ortézy

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uloženiem vyprat a usušit.

Před praním zapněte suchý žip, abyste ochránili ortézu i ostatní prádlo.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Bělici přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemné odtěšdňovači. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla, rovněž jí nedávajte do bubnové sušičky).

DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Ortézy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce.
- Požádokomponie možno osiagnáť lokálny poraz bez výbor odpovedného rozmiaru. Prízed zakúpením nalezť zmyrniečujú ortézy v celu dopodovania rozmiaru. Profesionálny personel distribútora vskaže najlepšiu spôsob dopodovania ortézy Push. Zálecamy zachovevanie tých informácií o produkuje v bezpečnym mieste, aby v razie potreby možno byť s nimi zapoznačť prízed ponovným užytím.
- Ježeli produkt vyžaduje individuálne dopodovania, nalezť skonsultovať s je specialistá zajuímajúcym się opaskami uciskowymi.
- Prízed každým užytím nalezť spraviť ortézy Push pod kátem oznak zuzyčia lub zesterzenia się elementów lub swędy. Optymálne dzialanie ortezby ó stánitím materiálu jednolitych součásti nebo švů. Ortézy Push poskytuje správnou funkčnost, pouze pokud není výrobek žádný způsobem poškozen.
- V rámci nariadení EU 2017745/24 zdravotníckych prostředích musí uživatel ohlásiť jakoukoli závažnou nežádoucí pHodnu týkajúci się produktu výroby a príslušnému orgánu členského štátu, ve ktorém užívateľ sídli.

Push® jest zarejestrowaną marką firmy Nea International bv

Dane dystrybutora w Państwie kraju można znaleźć na stronie
www.push.eu/distributors

PUSH MED CSUKLÓRÓGZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push med termékék a mozgásszervek sérüléseinek hatékony megelőzésére és kezelésére nyújtanak megoldást.

Az Ön új csuklórógzítóje egy Push med termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemez. A Push med csuklórógzító javítja a stabilitást és csökkentet a fájdalmat. Megnöveli a fizikai erőt. Hatásának alapját a mechanikus támasztás, állhatóság, és jó helyezettárs képezi.

A Push med termékék innovatívak, és a legnagyobb gondossággal készültek az Ön részére. Maximális biztonságot és nagybobb mozgásszabadságot biztosítanak. Célnk, hogy Ön elégedett legyen.

A Push med csuklórógzító használatá előtt gondosan olvassa el a termékátjékoztatót. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon viszonteladójához, vagy küldjön írásbeli e-mailt az info@push.eu címre.

TERMÉKJELLEMZŐK

Az Ön Push csuklórógzítója magas szintű támasztást, védelmet és a csukló phintézetést biztosítja, anélkül, hogy korlátozná a kéz működését. Az anatómiai alakú merevítők korlátozzák a pálmát és dorzál flexiót, anélkül, hogy teljesen megakadályozzák. A kompresszió szintje optimalizálható egy könnyen használható rugalmas pánt segítségével. A rögzítő egy kézzel, könnyen feltehető az alkara.

Kipróbáozott területét úgynevezett komfort zónákat alakítottuk ki a csukló sérülékeny körvonalai körül. A pontos anatómiai léteskedés hozzájárul ahhoz, hogy a rögzítő a helyén maradjon a mozgások során.

A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül. A mikroszálak használata a belső részt lágy tapintásúvá teszi, és szárazon tartja a bőrt. A Push med csuklórógzító egyszerűen mosható.

JAVALLATOK

- Megerőtletes passzok a csuklóban
- Instabilitás
- Medélszárú túl sivára svedrvidningar
- Repetitiv sträckningskada (RSI)
- Megerőtletes átal okozott passzok a csukló extensoraiban
- Elmozdulással nem járó csuklótörés
- Csuklótörés utókezelése
- Artrózis

Nincs olyan ismert rendelkezésség, amelynek fennállása esetén a rögzítő nem lehet olyan mint ajánlásolt termék. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő vérbőveléget okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a passzok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvost.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A csuklórógzító 4 méretben kapható. MÉRje meg a csukló körfogátát, amit azt az ábra mutatja. A dobozon lévő táblázlat mutatja az Ön csuklójának megfelelő rögzítő méretet.

- A Den körhelyezés helyes sorrendjén a tépőzáron lévő növekvő jelek mutatják. Csúsztassa az alkat a kézre, míg el nem ér a hüvelykujjat.
- Az ábra mutatja a dobozon lévő táblázlat mutatja az Ön csuklójának megfelelő rögzítő méretet.
- A Rätt påtagningsskevens framgång är de små symbolerna på kardborrbandet. Skjut ut underdelen över handen tills stödet fastnar i tumvecket. Förslut stödet kring underarmen.
- Använd det elastiska bandet för att anpassa stödet korrekt kring handen.
- Linda bandet ett varv kring handleden för att anbringa rätt tryck mot handleden och stäng sedan bandet upp till.

TISZTÍTÁSI ELŐIRÁSOK

- 🧼

🧺

🧻

🧴

🧼

🧺

🧻

🧴

A higiénius használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossa ki a rögzítőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszáritani.

Mossa előtt zárja a tépőzárat, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt.

Prac v temperaturze nie przekraczającej 30°C w pracie lub ręcznie. Nie używac środków wybielających.

Można zastosować delikatne odbirowanie. Po upraniu produkt należy suszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos diagnóziása szükséges.
- A Push rögzítők csak sértetlen bőrfelületen használhatóak. A rögzítők használata előtt a sérült bőrfelületet megfelelő anyaggal kell fedni.
- A rögzítő akkor működik a leghatékonyabban, ha a megfelelő méretert választja. Vasárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét. A Push rögzítő felhelyezésének módját a viszonteladó szakértői személyzete ismereti. Önnek. Javasoljuk, hogy ezt a termékátjékoztatót tárolja biztonságos helyen, hogy szükség esetén megtekinthesse a felhelyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ha a termék egyéni átalakítást igényel, keresen fel a rögzítőkezelő foglalkozó szakembert.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy a Push rögzítő részén zuzychia lub zesterzenia nie látszanak-e kopás vagy eloregedés jelei. A Push rögzítő csak akkor tud optimális teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) orvostechnikai eszközökkel szülő 2017745/25 rendelete szerint a felhasználóknak jelenlegente kell a gyártó, illetve a felhasználóknak mindenféle szerinti tagállami felelős hatóságá felé a gyártandó kápcsalatos lakodási uszonyó irántalan értesítést.

A Push® a Nea International bv regisztrált védjegye

PUSH MED-ARMLEDSSTÖD

INLEDNING

Push med-produkterna tillgodoser effektiva lösningar till behandling og förebyggelse af skader i bevægsapparatet.

Ditt nya handledsstöd är en Push med-produkt. Karakteristiskt för Push careprodukterna är högräddig effektivitet, komfort og kvalitet. Push med-handledsstödet förbättrar stabiliteten og ger smärtlindning. Det ökar den fysiska styrkan. Mekanismen stöd, justerbar tryck og god positionshållning ligger till grund för dess prestanda.

Push med-produkterna är innovativa og tillverkas med stor omsorg. Det ger dig maximal säkerhet og ökad rörelsefrihet. Allt för din bekvämlenhet.

Läs produktinformationen nog innan du använder ditt Push med-handledsstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIK

Ditt Push med-handledsstöd ger handleden utmärkt stöd, skydd og avlastning, utan att begränsa handens funktionellitet. De anatomisk formade inlåggen begränsar den palmars og dorsala flexionen utan att hindra den helt og hållet. Tryckknäven kan optimeras og stygas under dagt allt hindre bevægelserne helt. Tryckknäven kan optimeras med et elastisk bånd, der er let at anvende. Bandagen sættes nemt på underarmen med bara en hand.

Så kallade komfortzoner, med dämpande material, har byggs upp kring de känsligaste delarna av handleden. Korrekt anatomisk passform bidrar till att hålla kvar stödet på plats när du rör på dig.

Stödet är tillverkat av Sympress™, ett behagligt materiale i hög kvalitet. Bruken af mikrofibre gør indersiden blød og holder huden torr. Push med-handledsstödet tåttas på normalt sätt.

INDIKATIONER

- Sträckningsbesvär i handleden
- Instabilitet
- Medelsvår till svår svedrvidningar
- Repetitiv sträckningskada (RSI)
- Sträckningsproblem i handledestensorena
- Handledsfrakturet utan luxationer
- Opplagående behandling af handledsfrakturet
- Artrös

Det finns inga kända rubbningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemmerna kan en bandage förorsage hyperemi. Undgå att ha stödet för hårt spänt i början.

Smärta är alltid en varningsangel. Hvis smerten vedvarer, eller symptomerne forværes, bør du opsøge legen eller bandagistjen.

Smärte är alltid et varselssymptom. Hvis smerten vedvarer eller symptomen forværes, bør du opsøke legen eller bandagistjen.

BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM

Handledsstödet finns i fyra olika storlekar. Mät omkretsen af handledden som vist på illustrationen på förpackningen. Välj ett handledsstöd av rätt storlek med hjälp av tabellen på förpackningen.

- Den korrekte tilpasningsrækkefølge kan ses på de tilfældige molekylsymbolene på burrebåndet. Skyv skinnen opover armen til den stopper ved tommelen. Træk hoveddelen op om hånden, indtil den når tommelfingern.
- Brug det elastiske bånd til at indstille det korrekte mål rundt om hånden.
- Rul båndet rundt om håndledet én gang for at opnå det ønskede tryk på håndledet, og luk det i toppen.

TVÅTTANVISNINGAR

- 🧼

🧺

🧻

🧴

🧼

🧺

🧻

🧴

För hygienens skull og för att förlänga stödets livslängd är det viktigt att du tvättar stödet regelbundet og att du följer tvättanvisningarna.

Om du inte ska använda stödet under en längre period rekommenderar vi att du tvättar stödet innan du lägger det torka, innan du lägger undan det.

Släng kardborrbandsförslutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det og den övriga tvätten.

Stödet kan tvättas vid temperaturer på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.

Lättare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på tork – helst utomhus (häng det inte nära en värmekälla og torka det inte i en torktumlare).

VIGTIGTI

- Korrekt brug af Push-bandagen kan kræve diagnos af en læge eller terapeut.
- Push braces ska bäras på intakt hud. Om huden är skadad måste den først tåkkas over med noget lümpigt medel.
- Storleken måste vara korrekt for en optimal funktion. Prova derfor stödet innan du köper det, så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butikken kan förklarar hur du påttar på dig ditt Pushstöd på bästa sätt. Spara produktinformationen så att du kan läsa igen om anvisningarna på nytt vid et senere tallell om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produkten behövs individuell anpassning.
- Kontroller Pushstödets varje gång du använder det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar og sömmar. Det är bara om Pushstödet är i helt felfritt skick som du får optimal prestanda.
- Inom ramen for EU-förordning 2017745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvariga tillfälli i samband med produktens, både till tillverkaren og till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.

Push® är ett registreret varemærke af Nea International bv

PUSH MED-HÄNDLEDSBANDAGE

INLEDNING

Push med-produkter tilbyder effektive løsninger til behandling og forebyggelse af skader i bevægsapparatet.

Din nye håndledsskinne er et Push med-produkt, kjennetegnet ved høy effektivitet, komfort og kvalitet. Push med-håndledsskinne gir bedre stabilitet og gir smertelindning. Dette øker den fysiske styrke. Mekanismen støtter, justerbar trykk og god stillingshållning danner grunnlaget for bandasjens ytelse.

Push med-produkter er nyskabende og fremstilles med stor omhu for din velvære. Dette sikrer maksimal sikkerhet og større bevægelesefrihet. Alt og oppnår ønsket effekt.

Læs produktvejledningen grundigt, før du bruger håndledsskinnen fra Push med. Ta kontakt med forhandleren eller send e-post til info@push.eu hvis du har spørgsmål, om du kontakte forhandleren eller sende en e-mail til info@push.eu.

PRODUKTBEKRIVELSE

Push med-håndledsbandagen giver i høj grad håndledet støtte, beskyttelse og aflastning uden at begrænse handens funktionellitet. De anatomisk formede styvere begrænser bejning af håndfladen og ryggen uden dog at hindre bevægelserne helt. Trykknæuet optimeres med et elastisk bånd, der er let at anvende. Bandagen sættes nemt på underarmen med én hånd.

Der er såkaldte komfortzoner i polstret materiale omkring de sårbare steder på håndledet. Den korrekte anatomiske passform medvirker til, at bandagen holdes på plads, når du bevæger dig.

Bandagen er fremstillet af Sympress™, et behagligt materiale i høy kvalitet. Bruken af mikrofibre giver indersiden blød og holder huden torr. Push med-håndledsbandagen tåler normalvask.

INDIKATIONER

- Belastningsmerter i håndledet
- Instabilitet
- Moderat til alvorlig forvridning
- Belastningskader
- Belastningsmerter i strækkemuskler i håndledet
- Håndledsfraktur uten dislokationer
- Opplagende behandling etter håndledsfraktur
- Artrøse

Der er ingen kendte lidelser, ved hvilke støtten ikke kan eller bør anvendes. I tilfælde af dårlig blodtilførsel i lemmerne kan en bandage forårsage hyperemi. Undgå å stramme bandagen for meget i begynnelsen.

Smerte er alltid et varselssymptom. Hvis smerten vedvarer eller symptomen forværes, bør du opsøke legen eller bandagistjen.

STØRRELESTILPASNING

Håndledsbandagen findes i 4 størrelser. Mål omkretsen af håndledet som vist på illustrationen på pakken. Tabellen på pakken viser den korrekte størrelse for en bandage til din hånd.

- Den korrekte tilpasningsrækkefølge kan ses på de tilfældige molekylsymbolene på burrebåndet. Skyv skinnen opover armen til den stopper ved tommelen. Træk hoveddelen op om hånden, indtil den når tommelfing